

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 15:57

Link do produktu: <https://www.widzieciepiej.pl/acuvue-oasys-1-day-for-astigmatism-30-szt-p-3632.html>

Acuvue Oasys 1 Day for Astigmatism 30 szt.



Cena	122,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM to jedne z najnowocześniejszych soczewek kontaktowych na rynku, przeznaczone do jednodniowego stosowania. Zostały stworzone z myślą o milionach osób, które na co dzień borykają się z astygmatyzmem odejmującym komfort codziennego życia. Zastosowanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań pozwoliło twórcom uzyskać soczewkę idealną - intensywnie nawilżoną, tlenoprzepuszczalną, a przy tym stabilną i bardzo cienką, niewyczuwalną nawet na najbardziej wrażliwym oku.

EYELID STABILIZED DESIGN™ - soczewki utrzymują się w jednej pozycji na oku, dzięki systemowi stabilizacji rotacyjnej, utrzymywanej przez ciągły ruch powiek. Nie ma więc mowy o podwijaniu się i wyczuwalności soczewki, nawet podczas najbardziej dynamicznych ruchów.

Technologia Zintegrowanej Łzy - soczewki pod względem składu są bardzo zbliżone do ludzkiego filmu łzowego. Co więcej, mają odpowiednią gładkość, smarowność i tlenotransmisyjność, dzięki czemu pozostają maksymalnie nawilżone przez wiele godzin i niezwykle komfortowe w stosowaniu.

Na dni wypełnione aktywnościami - z ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM korzystaj w dni pełne różnych zadań, w tym tych najbardziej wymagających, bo komfort, jaki zapewniają (wynikający z nawilżenia, stabilizacji i tlenoprzepuszczalności) stale wspiera Cię w działaniu.

Komfort podczas korzystania z urządzeń cyfrowych - ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM to ten rodzaj soczewek kontaktowych, które zapewniają doskonały komfort nawet podczas wielogodzinnego korzystania z urządzeń elektronicznych: komputera, telefonu, tabletu. Bez niepokojącego uczucia zmęczenia wzroku.

Szeroki zakres mocy sferycznych i cylindrów - znalezienie perfekcyjnej pary soczewek kontaktowych jeszcze nigdy nie było tak łatwe. ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM odpowiadają na potrzeby astygmatyków nawet z wysokimi minusami i plusami.

Filtry UV - ich zadaniem jest chronić delikatny narząd wzroku przed groźnym działaniem promieniowania słonecznego. Korzystanie z takich soczewek zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnej choroby oczu. Jest konieczne zwłaszcza, jeśli lubisz aktywność poza domem, w promieniach słońca.

Charakterystyka soczewek ACUVUE® OASYS 1-DAY FOR ASTIGMATISM:

U podstaw soczewek znajduje się materiał o nazwie *Senofilcon A* wzbogacony szeregiem ciekawych rozwiązań i technologii. Technologia *Zintegrowanej Łzy* w połączeniu z *HydraLuxe™* oraz dodatkowym składnikiem nawilżającym wbudowanym bezpośrednio w strukturę soczewki stanowią gwarancją wielogodzinnego nawilżenia. To eliminuje problem suchych i podrażnionych oczu, nawet w dniu pełnych różnorodnych aktywności.

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM są stabilizowane powiekami, w ramach *EYELID STABILIZED DESIGN™*. To oznacza, że soczewki utrzymują się w jednym miejscu - pilnuje tego ciągle ruch powiek. Fakt ten przekłada się bezpośrednio na ulepszoną jakość widzenia - nie dość, że soczewki pozostają niewyczuwalne, to jeszcze zapewniają **widzenie w wysokiej rozdzielczości**: bez jakichkolwiek szumów, refleksów i przekłamań kolorystycznych. Stabilność rotacyjna - bo o tym właśnie mowa - jest szczególnie istotna w korekcji astygmatyzmu.

Twórcy udoskonaliли soczewki od podstaw - materiał jest teraz w pełni zgodny z ludzkim okiem pod kątem biologicznym. Współgra z naturalnym filmem łzowym, nie powodując nawet najmniejszych podrażnień i będąc bardzo dobrze przyjmowanym nawet przez bardzo delikatne oczy ze skłonnością do infekcji i zaczerwienienia. **Gładka, miękka i elastyczna powierzchnia ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM** to także gwarancja łatwej aplikacji - fakt ten z pewnością docenią początkujący użytkownicy.

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM są dostępne w szerokim zakresie mocy korekcyjnych (ujemnych oraz dodatnich) i cylindrów. Dzięki temu znalezienie perfekcyjnie dopasowanej pary jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jednodniowy tryb stosowania - bo do takiego przeznaczone są opisywane soczewki - zdejmujesz z Twoich barków obowiązek dodatkowej pielęgnacji. Teraz korzystanie z soczewek jest bardzo łatwe - zakładasz, korzystasz, a pod koniec dnia zdejmujesz i wyrzucasz. Rano czeka na Ciebie nowa, nieskazitelnie świeża para, z wszystkimi opisywanymi tutaj wartościami.

Jednodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM sprawdzają się doskonale podczas aktywności poza domem. Dlaczego? Bo zawierają **filtry UV (klasy I i II)**, które pochłaniają groźne promieniowanie słoneczne typu UVA i UVB, chroniąc w ten sposób rogówkę oraz inne głęboko umiejscowione elementy ludzkiego oka. To minimalizuje ryzyko groźnych chorób narządu wzroku.

ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM zostały stworzone przez jedną z najbardziej znanych i cenionych marek na świecie: ACUVUE®, która jest niepokonana, jeśli chodzi o projekt wygodnych i bezpiecznych soczewek kontaktowych.

Parametry soczewek ACUVUE® OASYS 1-DAY FOR ASTIGMATISM:

Marka Acuvue

Producent Johnson&Johnson

Moc sferyczna	-9,00 do -6,00 D (co 0,50 D) -6,00 do +4,00 D (co 0,25 D)
Cylinder	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25
Oś	10° do 180° (co 10°)
Krzywizna	8,5

Średnica	14,3	
Dk/t	121 x 10 ⁻⁹	
Uwodnienie	38%	
Materiał	Senofilcon A	
Technologia	EYELID STABILIZED DESIGN™, Technologia Zintegrowanej Łzy, HydraLuxe™	
Filtry UV	99% UVB; 96% UVA	
Znacznik strony	Jasnoniebieskie zabarwienie, znacznik strony 123	
Moc sferyczna	Cylinder	Oś
od 0.00 do -6.00 D (co 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°
od -6.50 do -9.00 D (co 0,50 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
od 0.00 do -6.00 D (co 0,25 D)	-2,25	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
od +0.25 do +4.00 D (co 0,25 D)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°

~~Ilość soczewek w opakowaniu: 30 szt.~~

czas oczekiwania od 5 do 14 dni roboczych soczewki na indywidualne zamówienie

W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowiązuje możliwość zwrotu towaru.

Zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty. W przypadku zgodności towaru z zamówieniem kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.