

Link do produktu: <https://www.widzieclepiej.pl/biodrop-md-plus-10ml-p-2397.html>



BioDrop MD® Plus 10ml

Cena	39,00 zł
Cena poprzednia	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Doświadcz długotrwałej ulgi i komfortu z Piilosec BioDrop MD Plus - idealne dla osób cierpiących na umiarkowane objawy zespołu suchego oka i noszących szkła kontaktowe

Prezentujemy Piilosec BioDrop MD Plus - bogate w składniki nawilżające krople do oczu, które pomagają łagodzić umiarkowane symptomy suchego oka. Stworzone z unikalnej kombinacji składników, pomagają przywrócić i utrzymać naturalną równowagę filmu łzowego, zapewniając jednocześnie długotrwały komfort i ochronę przed suchością i dyskomfortem. Krople doskonale nadają się do stosowania wieczorem po całodziennym użytkowaniu soczewek kontaktowych, zapewniając przyjemne uczucie komfortu i ulgi.

Jeżeli cierpi Państwo na alergie lub doświadczają objawów zespołu suchego oka, proszę spróbować nawilżających kropli do oczu Piilosec BioDrop MD Plus 10 ml. Dzięki formule o wyższym stężeniu hialuronianu niż w przypadku innych marek, te krople do oczu są wystarczająco łagodne, aby mogły być stosowane przez alergików i złagodzą umiarkowane objawy suchości oczu.

Produkt powinien być zużyty w ciągu 6 miesięcy od otwarcia. Dzięki Piilosec BioDrop MD Plus mogą Państwo cieszyć się komfortem oczu i poprawą widzenia - idealne dla wrażliwych oczu i osób noszących szkła kontaktowe!

Butelka jest przeznaczona do wygodnego stosowania i długotrwałego przechowywania. Posiada doskonały mechanizm uszczelniający, który otwiera kroplomierz dopiero po naciśnięciu na opakowanie, co minimalizuje możliwość przedostania się zanieczyszczeń zewnętrznych do płynu. Po zastosowaniu BioDrop MD® Plus, Państwa oczy poczują się odświeżone, ponieważ nie ma on gęstej ani żelowej konsystencji. Mogą być bezpiecznie stosowane podczas noszenia soczewek kontaktowych, bez pogorszenia ostrości widzenia.

Wypróbuj krople Piilosec BioDrop MD Plus ponieważ:

- łagodzą umiarkowane objawy suchego oka
- mogą być stosowane przez 6 miesięcy od otwarcia
- dają przyjemne uczucie po użyciu
- nie zakłócają ostrości widzenia
- mogą być stosowane wraz z soczewkami kontaktowymi
- nie zawierają środków konserwujących
- nie są testowane na zwierzętach.

Parametry techniczne

Producent

[Piilosec](#)

Marka
BioDrop MD®
Pojemność
10 ml
Skład
Hialuronian sodu 0,25%
2,0% trehalozy
Jałowy roztwór izotoniczny zbuforowany fosforanem o niskim stężeniu
Termin przydatności po otwarciu
180 dni

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą!